



POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE & ATTAQUE ÉLECTROLYTIQUE

## QETCH 100 M

**La Qetch 100 M est une polisseuse électrolytique et attaque électrolytique alimentée par une batterie portable. Elle a convaincu par sa construction compacte et robuste, elle est idéale pour une utilisation à l'extérieur du laboratoire.**

**Le fonctionnement simple simultané avec une haute fonctionnalité est incomparable. Le boîtier en aluminium peint répond aux plus grandes exigences en matière de fonctionnalité, de stabilité et de conception. Toutes les parties sensibles sont bien protégées pour le transport et le fonctionnement local. Elle est équipée d'une poignée et d'une sangle de transport pour un maximum de confort.**

## AVANTAGES PRODUIT

- | Unité portable de polissage électrolytique et Attaque électrolytique
- | Exécution entièrement automatique du programme contrôlé par microprocesseur
- | Alimentation indépendante en utilisant la batterie de stockage Li-Ion
- | Unité de polissage intégrée manuelle avec fonction Démarrage / Arrêt
- | LED multicolore pour montrer l'état de fonctionnement actuel
- | Panneau de commande avec écran LCD clair pour tous les états de fonctionnement importants
- | Voltage et courant ajustables, temps de travail réglable

POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE & ATTAQUE ÉLECTROLYTIQUE QETCH 100 M

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Max. puissance</b>	160 W
<b>Max. tension</b>	90 V DC
<b>Max. courant</b>	2 A
<b>Zone de polissage</b>	~ ø 9 mm
<b>L x H x P</b>	380 x 355 x 180 mm
<b>Réservoir d'électrolyte</b>	1 L
<b>Poids</b>	~ 8.5 kg (sans électrolyte)

[www.qatm.com/qetch-100-m](http://www.qatm.com/qetch-100-m)

## N° ARTICLE

### EQUIPEMENT DE BASE

#### MACHINE (TOUS LES ARTICLES NÉCESSAIRES)

M6201000



Qetch 100 M (Kristall 650) Base

#### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (1 ARTICLE NÉCESSAIRE)

A6201000 Qetch 100 M alimentation électrique 220-230V/50/60Hz

A6201001 Qetch 100 M alimentation électrique 110V/60Hz (1Ph/N/PE)

#### CARTE ÉLECTRONIQUE POUR POLISSEUSE PORTATIVE (À COMMANDER AVEC LA MACHINE)

A6201004 Unité pour utilisation sans polisseuse portative

A6201005 Unité préparé pour utilisation avec polisseuse portative

### UNITÉ DE POLISSEUSE PORTATIVE POUR QETCH 100 M

Z6201001



Set d'accessoires Qetch 100 M

95003955



Flacon plastique 1L

Z6201000 poignée support