



LUCIDATURA ELETTROLITICA & MACCHINA PER INCISIONE

## QATCH 1000

La Qetch 1000 è un sistema di preparazione elettrolitica completamente automatico con intuitivo schermo touch-screen per le operazioni. L'unità di lucidatura e attacco è separata dall'unità di controllo in modo che il KRISTALL 680 può anche essere utilizzato sotto cappa aspirante. Una funzione di scansione visualizza la curva di tensione corrente di un materiale e fornisce risultati di lucidatura rapidamente senza modifiche strutturali. La manovrabilità dell'unità di lucidatura e attacco è stata facilitata in modo significativo mediante vasche elettrolitiche con coperchio da 1 ltr. con la quale si possono cambiare, e memorizzare, facilmente diversi elettroliti con i relativi parametri di utilizzo. L'unità viene pulita con acqua mediante un programma di lavaggio.

## VANTAGGI PRODOTTO

- | Dispositivo automatico per la lucidatura e l'attacco elettrolitico
- | Display Touch-screen con software di controllo QATM
- | Possibilità di salvare fino a 200 programmi con tutti i parametri memorizzabili, protetti da password
- | Diagramma voltaggio e corrente in tempo reale
- | Voltaggio in uscita e tempo di processo variabili

LUCIDATURA ELETTROLITICA & MACCHINA PER INCISIONE QETCH 1000

**DATI TECNICI**

<b>Alimentazione</b>	2 kVA
<b>Voltaggio max.</b>	90 V DC
<b>Corrente max.</b>	14 A
<b>Tempo di lucidatura</b>	1 sec - 25 min
<b>Tempo di attacco</b>	1 sec - 5 min
<b>W x H x D</b>	330 x 220 x 400 mm
<b>Peso</b>	~ 7 kg

[www.qatm.com/qetch-1000](http://www.qatm.com/qetch-1000)

## ARTICOLI

### DOTAZIONI DI BASE

#### STRUMENTAZIONE (SOBO RICHIESTI TUTTI GLI ARTICOLI)

M6202000  Qetch 1000 (Kristall 680) Strumento base

A6202003 Qetch 1000 (Kristall 680) unità di pulitura ed attacco elettrolitico

#### ALIMENTAZIONE (RICHIESTO 1 ARTICOLO)

A6202000 Qetch 1000 alimentazione 220-240V/50/60Hz (1Ph/N/PE)

A6202001 Qetch 1000 alimentazione 110-120V/50/60Hz (1Ph/N/PE)

#### QUADRO ELETTRICO PER SECONDA CELLA DI ATTACCO ELETTRolitico (DA ORDINARE CON LO STRUMENTO)

A6202005 Qetch 1000 estensione della connessione

### OPZIONI (POSSONO ESSERE ORDINATE SEPARATAMENTE)

A6202004 Unità esterna per l'attacco metallografico

Z6202001 Set di mascherine

Z6202002 Recipiente per elettrolita

Z6202003 Set di connessione Qetch 1000 (Kristall 680)