



МАШИНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКИ И ТРАВЛЕНИЯ

QETCH 100 M

Qetch 100 M представляет собой переносную аккумуляторную установку электролитического полирования и травления. За счет своей компактной и прочной конструкции прибор может быть легко использован вне лаборатории.

Простое управление одновременно с высокой функциональностью не имеет себе равных. Алюминиевый корпус с эпоксидным покрытием отвечает самым высоким требованиям по функциональности, стабильности и дизайну. Все чувствительные части хорошо защищены для транспортировки и на местах применения. Для максимального комфорта при эксплуатации прибор оснащен ручкой и ремнем для переноски.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Переносная установка электролитического полирования и травления
- | Полностью автоматический запуск программ контролируемый микропроцессором
- | Не зависит от источника питания за счет наличия литий-ионного аккумулятора
- | Ручка со встроенным блоком полирования, старт/стоп функция
- | Рычаг управления многоцветной светодиодной подсветкой для отображения текущего состояния работы
- | Панель управления с четким ЖК-дисплеем для отображения всех состояний во время работы
- | Регулируемое напряжение и сила тока, регулировка времени работы

МАШИНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКИ И ТРАВЛЕНИЯ QETCH 100 M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	160 Вт
Максимальное напряжение	90 В постоянного тока
Максимальная сила тока	2 А
Площадь полировки	~ \varnothing 9 мм
Габариты ШxВxГл	380 x 355 x 180 мм
Емкость для электролита	1 л
Вес	~ 8,5 кг (без электролита)

www.qatm.com/qetch-100-m

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАШИНА (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

M6201000 Qetch 100 M (Kristall 650) Блок управления



БЛОК ПИТАНИЯ (НЕОБХОДИМ - 1 ШТ.)

A6201000 Qetch 100 M подключение питания 220-230В/50/60Гц

A6201001 Qetch 100 M подключение питания 110В/60Гц (1Ph/N/PE)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛАТА ДЛЯ ПЕРЕНОСНОЙ ШЛИФМАШИНКИ (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ С МАШИНОЙ)

A6201004 Модуль для использования без шлифмашинки

A6201005 Модуль для использования с шлифмашинкой

МОБИЛЬНОЕ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО QETCH 100 M

Z6201001 Комплект принадлежностей для Qetch 100 M



95003955 Бутыль с навинчивающейся крышкой 1л



Z6201000 Комплект для переноски Kristall 650