



POLIMENTO ELETROLÍTICO E ATAQUE QUÍMICO

## QETCH 100 M

**A Qetch 100 M é um equipamento portátil independente da rede elétrica para polimento e decapagem eletrolíticos.**

**Ele convence por sua estrutura compacta e ao mesmo tempo robusta, ideal para uso fora do laboratório. Sua operação simples aliada a alta funcionalidade é insuperada. A estrutura de alumínio com revestimento de epóxi atende a exigências máximas de funcionalidade, estabilidade e desenho. Todos os componentes sensíveis vêm bem protegidos para operação local e transporte. Para maximizar o conforto no transporte, o equipamento vem com alça e cinta para carregar.**

## VANTAGENS DO PRODUTO

- | Equipamento portátil para polimento e decapagem eletrolíticos
- | Execução automática do programa comandada por microprocessador
- | Operação independente da rede elétrica graças a uma bateria leve de íons de Li
- | Manopla com unidade de polimento integrada, função liga/desliga
- | Manopla com LED multicolorido para indicação da respectiva operação
- | Plataforma de comando com indicação de LED organizada para todas as operações relevantes
- | Ajuste variável de voltagem e corrente, tempo de operação programável

POLIMENTO ELETROLÍTICO E ATAQUE QUÍMICO QETCH 100 M

## DADOS TÉCNICOS

<b>Potência máx.</b>	160 W
<b>Voltagem máx.</b>	90 V DC
<b>Corrente máx.</b>	2 A
<b>Intervalo de polimento</b>	~ ø 9 mm
<b>L x A x P</b>	380 x 355 x 180 mm
<b>Vaso de eletrólito</b>	1 L
<b>Peso</b>	~ 8.5 kg (sem eletrólito)

[www.qatm.com/qetch-100-m](http://www.qatm.com/qetch-100-m)

## DADOS PARA PEDIDO

### EQUIPAMENTO BÁSICO

#### MÁQUINA (TODOS ITENS NECESSÁRIOS)

M6201000



Máquina base Qetch 100 M (Kristall 650)

#### ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (ESCOLHER 1 ITEM)

A6201000

Fonte de alimentação do Qetch 100 M 220-230V/50/60Hz

A6201001

Fonte de alimentação do Qetch 100 M 110V/60Hz (1Ph/N/PE)

#### QUADRO ELÉTRICO PARA RETIFICADORA PORTÁTIL (A SER SOLICITADO COM A MÁQUINA)

A6201004

Unidade para uso sem retificadora portátil

A6201005

Unidade preparada para usar retificadora portátil

### UNIDADE DE RETIFICADORA PORTÁTIL PARA QETCH 100 M

Z6201001



Conjunto de acessórios Qetch 100 M

95003955



Garrafa de Plástico 1000ml

Z6201000

Suporte para alça